



# DMCUser

电子剂量计管理和维护软件



核电



医疗卫生



国土安全  
和国防



实验室  
和教育



工业和  
制造业

## 概述

DMCUser 是核电站、国防、国土安全和医疗领域用来对其电子剂量计进行参数设置、操作维护的一款应用软件。

## 相关产品

为构建完整的剂量计系统，Mirion Technologies提供广泛的产品与DMCUser 软件兼容。比如：

- DMC 2000, DMC 3000 and SOR：个人电子剂量计
- LDM 320 D and LDM 320 W：免提式（hands-free）剂量计读出器
- DosiServ：保健物理剂量管理软件
- DosiCare：用于医疗领域的剂量管理软件
- DosiFFR：用于应急响应人员的剂量计管理
- IRD 2000：剂量计源检辐照器

## 主要特点


- 剂量计设置和信息管理
- 简易快速进入控制区
- 剂量计参数定制
- 支持回读历史事件分析
- 单个或成批剂量计参数调整
- 将历史和数据以文件形式备份
- 通过互联网自动更新

## 功能特性

- 读取剂量计的数据：
  - 显示设置和数据
  - 文件保存
- 故障信息的清晰和详细显示
- 可选择性调整剂量计设置项
  - 通过预设的配置文件自动或手动配置剂量计
- 定制剂量计的设置参数
  - 单位
  - 显示
  - 报警
- 定制剂量计的显示
- 成批设置
- 读取历史记录
  - 选择要使用的精确时间段（最新的或先前历史）
  - 图形或文本显示（剂量计的事件和测量值）
  - 文件保存或打印
- 已保存历史记录和配置的校对
- 对定制屏幕的显示管理
- 配置：
  - 单位设置 (mrem, mSv,  $\mu$ Sv)
  - 语言设置
  - 互联网更新
  - 授权软件

## 设备配置

- 能够通过网站www.mirion.com下载
- 标准个人电脑并安装Windows® XP, 7 or 8



剂量计设置



剂量测量历史曲线图

› 上海富蓝机电设备有限公司  
 上海市江场三路88号801室, 200436  
 电话: 021-66315361  
 传真: 021-66528796

版权© 2015 Mirion Technologies公司或其分支机构。保留所有权利。Mirion, Mirion的标识, 和其他所列Mirion产品注册商标或Mirion Technologies, Inc. 商标, 或其在美国和其他国家的分支机构。所涉及的第三方商标属于各自所有者的所有物。指标可能根据系统配置而不同, 我们保留在不事先通知对此文中的信息进行修改或改进的权利。